

PE/Cyanine7 Rat IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Rat IgG2a, kappa
RTK2758



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B400521 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 400521

76,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: RTK2758
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine7 Rat IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: RTK2758
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 25 µg

Reactivity:
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1935>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>