

Alexa Fluor® 700 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ct...

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B400248 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400248

168,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MOPC-173
Format: A700
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 700 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: A700
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3377>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>