

Purified Rat IgG1, kappa Isotype Ctrl

Rat IgG1, kappa
RTK2071



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B400401 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400401

18,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB

Clone: RTK2071

Format: PURE

Isotype: Rat IgG1, kappa

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

Purified Rat IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: RTK2071

Isotype: Rat IgG1, kappa

Other_Names:

Size: 50 µg

Reactivity:

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1832>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>