

Purified Rat IgG1, kappa Isotype Ctrl

Rat IgG1, kappa
RTK2071



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B400402 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400402

85,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: RTK2071
Format: PURE
Isotype: Rat IgG1, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µg

Purified Rat IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: RTK2071
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1832>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>