

PE/Cyanine7 Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B400126 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400126

144,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MOPC-21
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-21
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1926>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>