

APC/Cyanine7 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B400229 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 400229

85,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MOPC-173
Format: APC_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC/Cyanine7 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 25 tests

Reactivity:
Format: APC_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1923>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>