

Alexa Fluor® 488 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ct...

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B400233 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 400233

123,75 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: MOPC-173

Format: A488

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names:

Size: 100 tests

Reactivity:

Format: A488

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2690>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>