

PE anti-human CD53

Mouse IgG1, kappa
HI29



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B325406 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 325406

225,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HI29
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD53

Clone: HI29
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: OX44, MOX44
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3889>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>