

PE/Cyanine5 Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B400116 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400116

137,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MOPC-21
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine5 Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-21
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1409>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>