

## APC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Mouse IgG1, kappa  
MOPC-21



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B400121 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 400121

**86,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** MOPC-21  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

APC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Clone: MOPC-21  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names:  
Size: 25 tests

Reactivity:  
Format: APC  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3034>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>