

## APC anti-human CD340 (erbB2/HER-2)

Mouse IgG1, kappa  
24D2



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B324408 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 324408

**252,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 24D2  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human CD340 (erbB2/HER-2)

Clone: 24D2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: HER2/erbB2, tyrosine kinase cell surface receptor HER2, oncogene ERBB2, oncogene NGL, neuroblastoma- or glioblastoma-derived, HER-2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3767>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>