

Alexa Fluor® 488 anti-human CD340 (erbB2/HER-2)

Mouse IgG1, kappa
24D2



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B324410 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 324410

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 24D2
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD340 (erbB2/HER-2)

Clone: 24D2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: HER2/erbB2, tyrosine kinase cell surface receptor HER2, oncogene ERBB2, oncogene NGL, neuroblastoma- or glioblastoma-derived, HER-2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A488

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3768>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>