

FITC anti-human CD164

Mouse IgG1, kappa
67D2



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B324806 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 324806

184,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 67D2
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD164

Clone: 67D2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Sialomucin CD164, MUC-24, multi-glycosylated core protein 24, MGC-24

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3805>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>