

APC anti-human CD318 (CDCP1)

Mouse IgG2b, kappa
CUB1



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B324008 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 324008

252,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: CUB1
Format: APC
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD318 (CDCP1)

Clone: CUB1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: CDCP1, CUB domain containing protein 1, SIMA135

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3734>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>