

Purified anti-human CD324 (E-Cadherin)

Mouse IgG1, kappa
67A4



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B324102 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 324102

165,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: 67A4
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD324 (E-Cadherin)

Clone: 67A4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: E-Cadherin, cadherin-1, and UVO
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3749>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>