

## FITC anti-human CD324 (E-Cadherin)

Mouse IgG1, kappa  
67A4



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B324103 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 324103

**85,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 67A4  
**Format:** FITC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

FITC anti-human CD324 (E-Cadherin)

Clone: 67A4  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: E-Cadherin, cadherin-1, and UVO  
Size: 25 tests

Reactivity: Human  
Format: FITC  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3750>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>