

Alexa Fluor® 488 anti-human CD324 (E-Cadherin)

Mouse IgG1, kappa
67A4



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B324110 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 324110

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 67A4
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD324 (E-Cadherin)

Clone: 67A4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: E-Cadherin, cadherin-1, and UVO
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A488
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3753>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>