

Purified anti-human CD15 (SSEA-1)

Mouse IgG1, kappa
W6D3



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B323002 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 323002

82,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: CyTOF®, FC
Clone: W6D3
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD15 (SSEA-1)

Clone: W6D3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lewis X, 3-FAL, 3-FL, LNFP III, Lex, SSEA-1, X-hapten

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, CyTOF®

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3699>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>