

APC anti-human CD15 (SSEA-1)

Mouse IgG1, kappa
W6D3



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B323007 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 323007

120,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: W6D3
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD15 (SSEA-1)

Clone: W6D3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lewis X, 3-FAL, 3-FL, LNFP III, Lex, SSEA-1, X-hapten

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3702>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>