

Alexa Fluor® 647 anti-human CD15 (SSEA-1)

Mouse IgG1, kappa
W6D3



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B323012 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 323012

206,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: W6D3
Format: A647
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD15 (SSEA-1)

Clone: W6D3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lewis X, 3-FAL, 3-FL, LNFP III, Lex, SSEA-1, X-hapten

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3704>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>