

Alexa Fluor® 488 anti-human CD105

Mouse IgG1, kappa
43A3



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B323209 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 323209

100,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 43A3
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD105

Clone: 43A3
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Endoglin
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3713>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>