

## Alexa Fluor® 647 anti-human CD105

Mouse IgG1, kappa  
43A3



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B323212 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 323212

**212,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 43A3  
**Format:** A647  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD105

Clone: 43A3  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: Endoglin  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: A647  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3714>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>