

PE anti-human CD109

Mouse IgG1, kappa
W7C5



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B323305 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 323305

98,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: W7C5
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD109

Clone: W7C5
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Gov platelet alloantigen
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3724>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>