

## APC anti-human/mouse integrin beta7

Rat IgG2a, kappa  
FIB504



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B321207 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 321207

**120,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** FIB504  
**Format:** APC  
**Isotype:** Rat IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 25 tests

APC anti-human/mouse integrin beta7

Clone: FIB504  
Isotype: Rat IgG2a, kappa  
Other\_Names: beta7 Integrin, integrin betap, ITGB7  
Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse, Cynomolgus, Rhesus  
Format: APC  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2954>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>