

PE anti-human CD195 (CCR5) Phospho (Ser349)

Mouse IgG1, kappa
E11/19



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B321606 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 321606

254,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: E11/19
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD195 (CCR5) Phospho (Ser349)

Clone: E11/19

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD195, CCR5, C-C chemokine receptor type 5, HIV-1 fusion co-receptor

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3455>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>