

APC anti-human CD314 (NKG2D)

Mouse IgG1, kappa
1D11



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B320807 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 320807

112,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 1D11
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD314 (NKG2D)

Clone: 1D11
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: NKG2D
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3017>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>