

Anti-human CD3 PE-Cyn5/CD4 PE/CD8 FITC Cocktail

Mouse IgG1 (all clones)
UCHT1; RPA-T4; RPA-T8



BioLegend
From Revvity

50 tests

Artikel-Nr.: B319001 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 319001

259,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: UCHT1; RPA-T4; RPA-T8
Format: COCKTAIL
Isotype: Mouse IgG1 (all clones)
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 tests

Anti-human CD3 PE-Cyn5/CD4 PE/CD8 FITC Cocktail

Clone: UCHT1; RPA-T4; RPA-T8
Isotype: Mouse IgG1 (all clones)
Other_Names:
Size: 50 tests

Reactivity: Human
Format: COCKTAIL
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2508>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>