

Anti-HU CD3 FITC/(CD16+CD56) PE Cktl

Mouse IgG1/Mouse IgG2a
UCHT1; 3G8; MEM-188



BioLegend
From Revvity

50 tests

Artikel-Nr.: B319101 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 319101

184,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: UCHT1; 3G8; MEM-188
Format: COCKTAIL
Isotype: Mouse IgG1/Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 tests

Anti-HU CD3 FITC/(CD16+CD56) PE Cktl

Clone: UCHT1; 3G8; MEM-188
Isotype: Mouse IgG1/Mouse IgG2a
Other_Names:
Size: 50 tests

Reactivity: Human
Format: COCKTAIL
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2503>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>