

PE anti-human HLA-DQ

Mouse IgG1, kappa
HLADQ1



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B318106 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 318106

215,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HLADQ1
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human HLA-DQ

Clone: HLADQ1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: MHC class II DQ monomorphic antigen, MHC II
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3790>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>