

PE/Cyanine7 anti-human CD56 (NCAM)

Mouse IgG1, kappa
HCD56



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B318317 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 318317

123,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HCD56
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE/Cyanine7 anti-human CD56 (NCAM)

Clone: HCD56
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Leu-19, NKH1
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3802>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>