

Purified anti-human CD3

Mouse IgG2a, kappa
OKT3



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B317302 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 317302

44,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: OKT3
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD3

Clone: OKT3
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: T3, CD3epsilon
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3642>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>