

Alexa Fluor® 647 anti-human CD3

Mouse IgG2a, kappa
OKT3



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B317312 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 317312

190,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: OKT3
Format: A647
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD3

Clone: OKT3
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: T3, CD3epsilon
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3647>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>