

## APC/Cyanine7 anti-human CD4

Mouse IgG2b, kappa  
OKT4



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B317418 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 317418

**249,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** OKT4  
**Format:** APC\_CYANINE7  
**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC/Cyanine7 anti-human CD4

Clone: OKT4  
Isotype: Mouse IgG2b, kappa  
Other\_Names: T4  
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus  
Format: APC\_CYANINE7  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3658>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>