

Alexa Fluor® 647 anti-human CD4

Mouse IgG2b, kappa
OKT4



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B317422 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 317422

190,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: OKT4
Format: A647
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD4

Clone: OKT4
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: T4
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: A647
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3660>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>