

PE anti-human Ig light chain lambda

Mouse IgG2a, kappa
MHL-38



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B316607 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 316607

88,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHL-38
Format: PE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human Ig light chain lambda

Clone: MHL-38
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain lambda
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3305>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>