

Alexa Fluor® 488 anti-human Ig light chain lam...

Mouse IgG2a, kappa
MHL-38



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B316612 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 316612

212,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHL-38
Format: A488
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human Ig light chain lambda

Clone: MHL-38
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain lambda
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3307>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>