

PE anti-human CD268 (BAFF-R)

Mouse IgG1, kappa
11C1



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B316905 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 316905

108,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 11C1
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD268 (BAFF-R)

Clone: 11C1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: TNFRSF13C, BAFF-R, BAFFR, BR3, BAFF Receptor
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3495>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>