

FITC anti-human CD177

Mouse IgG1, kappa
MEM-166



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B315804 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 315804

184,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MEM-166
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD177

Clone: MEM-166

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Neutrophil specific antigen 1, NB1, polycythemia rubra vera 1

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: FITC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2792>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>