

Purified anti-human CD52

Mouse IgG2a, kappa
HI186



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B316002 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 316002

90,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: HI186
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD52

Clone: HI186

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Cambridge pathology antigen 1 (CAMPATH-1), epididymal secretory protein 1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2795>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>