

APC anti-human CD52

Mouse IgG2a, kappa
HI186



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B316007 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 316007

124,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HI186
Format: APC
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD52

Clone: HI186

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Cambridge pathology antigen 1 (CAMPATH-1), epididymal secretory protein 1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3947>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>