

FITC anti-human CD72

Mouse IgG2b, kappa
3F3



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B316203 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 316203

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 3F3
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD72

Clone: 3F3
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: Lyb-2, Ly-19.2, Ly-32.2
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3077>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>