

## Purified anti-human beta2-microglobulin

Mouse IgG1, kappa  
2M2



**BioLegend**  
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B316302 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 316302

**90,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ELISA, FC, WB  
**Clone:** 2M2  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human beta2-microglobulin

Clone: 2M2  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: beta2M, beta2-M, beta2-microglobulin b2-M, b2M  
Size: 100 µg

Reactivity: Human  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC, WB, ELISA  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3078>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>