

Purified anti-human Ig light chain kappa

Mouse IgG1, kappa
MHK-49



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B316502 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 316502

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA, FC
Clone: MHK-49
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human Ig light chain kappa

Clone: MHK-49
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ELISA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3295>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>