

Biotin anti-human Ig light chain kappa

Mouse IgG1, kappa
MHK-49



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B316504 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 316504

90,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHK-49
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Biotin anti-human Ig light chain kappa

Clone: MHK-49
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3296>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>