

APC anti-human Ig light chain kappa

Mouse IgG1, kappa
MHK-49



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B316509 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 316509

110,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHK-49
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human Ig light chain kappa

Clone: MHK-49

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3299>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>