

Alexa Fluor® 488 anti-human Ig light chain kap...

Mouse IgG1, kappa
MHK-49



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B316512 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 316512

212,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHK-49
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human Ig light chain kappa

Clone: MHK-49
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3300>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>