

APC anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS)

Armenian Hamster IgG
C398.4A



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B313509 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 313509

96,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: C398.4A
Format: APC
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 25 µg

APC anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS)

Clone: C398.4A
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names: Inducible COStimulatory molecule, H4
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2566>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>