

Alexa Fluor® 700 anti-human CD195 (CCR5)

Rat IgG2a, kappa
HEK/1/85a



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B313713 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 313713

118,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HEK/1/85a
Format: A700
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 700 anti-human CD195 (CCR5)

Clone: HEK/1/85a
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: CCR5, C-C chemokine receptor type 5, HIV-1 fusion co-receptor
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: A700
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3438>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>