

Biotin anti-human CD284 (TLR4)

Mouse IgG2a, kappa
HTA125



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B312804 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 312804

188,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HTA125
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Biotin anti-human CD284 (TLR4)

Clone: HTA125

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Toll-like Receptor 4, TLR4, TLR-4, CD284

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: BIOTIN

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2289>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>