

PE anti-human CD284 (TLR4)

Mouse IgG2a, kappa
HTA125



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B312805 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 312805

98,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HTA125
Format: PE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD284 (TLR4)

Clone: HTA125

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Toll-like Receptor 4, TLR4, TLR-4, CD284

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2290>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>